



美国 Nasco Whirl-Pak 是家专业从事无菌取样的研发销售公司，到目前已经有 30 年的历史了。主要耗材产品无菌采样袋适合于液体样品采样，密封性极好，能折叠三次。最高使用温度达 82°C，可以在任何低温下使用，甚至液氮环境。所有产品都经过严格的灭菌处理，保证原装正品，请放心使用。美国 Nasco 中国代理商，欢迎广大客户咨询购买 Nasco 实验耗材。电话：021-51696459

★Whirl-Pak 标准无菌采样袋（咨询 Whirl-Pak 标准无菌采样袋价格，电话：021-51696459）

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B00679WA	4oz/118ml	7.5*18.5cm	2.25 mil/0.057 mm	500	
B00736WA	18oz/532ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064 mm	500	
B00990WA	27oz/798ml	12.5*30.5cm	3.0 mil/0.076mm	500	
B00992WA	7oz/207ml	9.5*18cm	3.0 mil/0.076 mm	500	
B00994WA	36oz/1065ml	12.5*38cm	3.0 mil/0.076 mm	500	
B01009WA	2oz/58ml	7.5*12.5cm	2.25 mil/0.057 mm	500	
B01020WA	24oz/710ml	15*23cm	3.0 mil/0.076 mm	500	
B01027WA	42oz/1242ml	15*38cm	3.0 mil/0.076 mm	500	
B01063WA	24oz/710ml	15*23cm	4.0 mil/0.102 mm	500	可均质
B01298WA	4oz/118ml	7.5*18.5cm	2.5 mil/0.064mm	500	
B01318WA	55oz/1627ml	19*30cm	4.0 mil/0.102 mm	250	带滤网
B01323WA	69oz/2041ml	19*38cm	3.0 mil/0.076 mm	500	
B01348WA	24oz/710ml	15*23cm	4.0 mil/0.102 mm	250	带滤网
B01350WA	18fl.oz/532ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064 mm	50	带 2oz 取样铲
B01385WA	7oz/207ml	9.5*18cm	3.0 mil/0.076 mm	250	带滤网，用于均质器
B01416WA	69oz/2041ml	19*38cm	4.0 mil/0.102 mm	250	带滤网

★Whirl-Pak 带标签无菌采样袋（咨询 Whirl-Pak 无菌采样袋价格，电话：021-51696459）

Whirl-Pak 带标签无菌采样袋一般型无菌采样袋，已预先灭菌，可直接使用，尺寸齐全，用途最广，最经济，表面附书写区，方便记录各项采样信息。适合于液体样品采样，密封性极好，能折叠三次。最高使用温度达 82° C，可以在任何低温下使用，甚至液氮环境。所有产品都经过严格的灭菌处理，请放心使用。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01062WA	4oz/118ml	7.5*18.5cm	2.25 mil/0.057 mm	500	
B01064WA	2oz/58ml	7.5*12.5cm	2.25 mil/0.057 mm	500	
B01065WA	18oz/532ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064 mm	500	
B01067WA	1oz/29ml	6.5*12.5cm	2.25 mil/0.057 mm	500	
B01195WA	55oz/1627ml	19*30cm	4.0 mil/0.102 mm	500	可均质
B01196WA	24oz/710ml	15*23cm	4.0 mil/0.102 mm	500	可均质
B01297WA	24oz/710ml	15*23cm	3.0 mil/0.076 mm	500	

★Whirl-Pak 可直立圆底采样袋（咨询 Whirl-Pak 采样袋价格，电话：021-51696459）

Whirl-Pak 可直立圆底采样袋底部采用折叠结构，装入液体样品后可以直接站立。带有标识区，方便记录各项采样信息。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01364WA	4oz/118ml	7.5*18.5cm	2.5 mil/0.064 mm	500	
B01365WA	18oz/532ml	11.5*23cm	3.0 mil/0.076 mm	500	
B01401WA	24oz/710ml	15*23cm	3.0 mil/0.076 mm	500	
B01448WA	27oz/798ml	12.5*30.5cm	3.0 mil/0.076 mm	250	
B01449WA	36oz/1065ml	12.5*38cm	4.0 mil/0.102 mm	250	
B01450WA	42oz/1242ml	15*38cm	4.0 mil/0.102 mm	250	
B01451WA	69oz/2041ml	19*38cm	4.0 mil/0.102 mm	250	

★Whirl-Pak® Thio-Bag® 无菌水质采样袋（咨询无菌采样袋价格，电话：021-51696459）

Whirl-Pak® Thio-Bag® 无菌水质采样袋轻便，牢固，经济，已灭菌，可直接使用。采用 Whirl-Pak® Thio-Bags®, 你将节省 ◆ 技术人员的时间 ◆ 取代易碎采样容器 ◆ 实惠的价格 ◆ 储藏的空间

附加特性：◆ 标签条 ◆ 100 ml and 300 ml 容量标线

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01040WA	100ml	7.5*18.5cm	2.25 mil/0.057 mm	100	
B01254WA	300ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064mm	100	
B01440WA	100ml	7.5*18.5cm	2.25 mil/0.057 mm	100	含 30mg 硫代硫酸钠

★Whirl-Pak® Speci-Sponge® 表面测试采样袋（咨询采样袋价格，电话：021-51696459）

Whirl-Pak® Speci-Sponge® 表面测试采样袋内装有一块用于表面拭取样的海绵（3.8X7.6X1.5cm）。使用时打开采样袋，加入释释肉汤浸湿海绵（有预湿的采样袋可选择），然后在被检物表面进行擦拭取样，最后将海绵装入采样袋，带回实验室进行检测。可直接将培养基倒入进行定性检测，也可样品与稀释液均质涂板定量检测。4mil 厚的采样袋可用于均质机均质。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01245WA	18oz/532ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064mm	100	带无菌表面涂抹海绵
B01299WA	55oz/1627ml	19*30cm	4.0 mil/0.102 mm	100	带无菌表面涂抹海绵，可均质
B01392WA	18oz/532ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064mm	100	带无菌表面涂抹海绵和无菌手套
B01422WA	18oz/532ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064mm	100	带湿润的无菌表面涂抹海绵
B01423WA	18oz/532ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064mm	100	带湿润的无菌表面涂抹海绵和无菌手套

★Whirl-Pak 均质过滤袋（咨询 Whirl-Pak 过滤袋产品，电话：021-51696459）

Whirl-Pak 均质过滤袋三层结构，中间一层滤网（孔径 0.33mm），样品放入过滤网一侧，均质后从另一侧取样，避免固体物质对分析造成影响，同时也更方便使用移液管取样。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01239WA	52oz/1538ml	18.5*33cm	4.0 mil/0.102 mm	500	
B01318WA	55oz/1627ml	19*30cm	4.0 mil/0.102 mm	250	
B01348WA	24oz/710ml	15*23cm	4.0 mil/0.102 mm	250	
B01385WA	7oz/207ml	9.5*18cm	3.0 mil/0.076 mm	250	
B01416WA	69oz/2041ml	19*38cm	4.0 mil/0.102 mm	250	

★Whirl-Pak 可直立含硫代硫酸钠采样袋（咨询 Whirl-Pak 采样袋产品，电话：021-51696459）

Whirl-Pak 可直立含硫代硫酸钠采样袋适用于使用氯消毒的水体采样，如 EPA 核准可用于饮用水采样。采样袋中有硫代硫酸钠药片，可以在采样的同时中和余氯对样品分析的影响。底部采用折叠结构，装入液体样品后可以直接站立。带有标识区，方便记录各项采样信息。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01402WA	100ml	7.5*18.5cm	2.5 mil/0.064mm	100	
B01403WA	300ml	15*23cm	3.0 mil/0.076 mm	100	

★Whirl-Pak Trans-Pak™ 采样袋，

Whirl-Pak Trans-Pak™ 采样袋，适用于医疗检体取样运送用，侧边附袋，可放置检体信息，袋面印有生化危险物标记。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01253WA	24oz/710ml	15*23cm	2.5 mil/0.064mm	500	带有生物危害标记

★Whirl-Pak 大容积采样袋（咨询 Whirl-Pak 采样袋产品，电话：021-51696459）

Whirl-Pak 大容积采样袋介绍：Giant size Whirl-Pak® bags to accommodate large size samples and eliminate reducing into smaller pieces. The closing tab has one round and one flat wire to ensure the bag is closed securely. Fold tab over tightly 4-5 times when closing, volume measurements are approximate.

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01445WA	92oz/2721ml	25.4*38cm	4.0 mil/0.102 mm	250	
B01446WA	123oz/3637ml	25.4*50.8cm	4.0 mil/0.102 mm	250	
B01447WA	184oz/5441ml	38*50.8cm	4.0 mil/0.102 mm	100	

★Whirl-Pak 可标记宽钢丝封口取样袋（咨询 Whirl-Pak 取样袋产品价格 电话：021-51696459）

Whirl-Pak 可标记宽钢丝封口取样袋宽钢丝封口代替一般的圆宽钢丝封口，密封性更好，铝钢丝可防止生锈。已预先灭菌，可直接使用，尺寸齐全，用途广，经济，表面附书写区，方便记录各项采样信息。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01339WA	4oz/118ml	7.5*18.5cm	2.25 mil/0.057 mm	500	
B01341WA	18oz/532ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064mm	500	

★Whirl-Pak 长期保存样品袋（咨询 Whirl-Pak 样品袋产品价格 电话：021-51696459）

Whirl-Pak 长期保存样品袋特殊设计可使样品保存长达 2 年以上时间，表面附书写区，方便记录各项采样信息。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01298WA	4oz/118ml	7.5*18.5cm	2.5 mil/0.064mm	500	
B01300WA	18oz/532ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064mm	500	

★Whirl-Pak 防辐射采样袋（咨询 Whirl-Pak 采样袋产品价格 电话：021-51696459）

Whirl-Pak 防辐射采样袋用于保护辐射测定器免于潮湿或污染，适用于核电厂内或各式辐射区域使用，鲜红色外袋标记，利于辨识。可直接于袋内量测辐射，不需取出。未灭菌。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01292WA	4.5" *9"	11.5*23cm	2.5 mil/0.064mm	500	
B01407WA	3-3/4" *7"	9.5*18cm	2.25 mil/0.057 mm	500	

★Whirl-Pak 可放置标牌的无菌采样袋（咨询 Whirl-Pak 采样袋产品价格 电话：021-51696459）

Whirl-Pak 可放置标牌的无菌采样袋采样袋外面有一个小袋，可插入指示标牌。能够隔离样品和标牌，保持标牌干燥，清洁。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01255WA	24oz/710ml	15*23cm	2.5 mil/0.064mm	500	

★Whirl-Pak 附药匙带标签无菌采样袋（咨询 Whirl-Pak 采样袋产品价格 电话：021-51696459）

Whirl-Pak 附药匙带标签无菌采样袋附 2oz PP 药匙，方便取样，已预先灭菌，可直接使用，表面附书写区，方便记录各项采样信息。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01350WA	18fl.oz/532ml	11.5*23cm	2.5 mil/0.064mm	50	

★Whirl-Pak 黑色避光采样袋（咨询 Whirl-Pak 采样袋产品价格 电话：021-51696459）

Whirl-Pak 黑色避光采样袋对于需要避光保存的样品，我们专门设计色素树脂涂层，而不是简单添加染料。能更好的保持样品的真实性，避免受到色素污染。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01418WA	18oz/532ml	11.5*23cm	3.0 mil/0.076 mm	500	

★Whirl-Pak 大肠菌群采样袋（咨询 Whirl-Pak 采样袋产品价格 电话：021-51696459）

Whirl-Pak 大肠菌群采样袋由特殊的阻挡膜组成，能防止与酶有关的颜色反应而污染其他样品，并阻止与皮肤的直接接触。袋子表面有 4 oz. and 100 ml 的容积标志线和颜色比较条带。能自行站立，已预先灭菌，请放心使用。

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01417WA	100ml	7.5*18.5cm	2.5 mil/0.064 mm	500	

★Whirl-Pak 耐高温采样袋（咨询 Whirl-Pak 采样袋产品价格 电话：021-51696459）

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01429WA	18oz/532ml	11.5*23cm	3.0 mil/0.076mm	500	

★Whirl-Pak 圆底采样袋（咨询 Whirl-Pak 采样袋产品价格 电话：021-51696459）

Whirl-Pak 圆底采样袋简介，样品均质在微生物检测中是常用的一个步骤。Whirl-Pak 均质袋提供了从采样到均质的方便选择。加厚的结构确保可耐受均质机拍击。采用圆底密封，样品更容易更彻底取出。

采样袋采用三层高性能聚丙烯材料，带有匀质过滤网。匀质过滤网采用高性能聚丙烯材料，滤网孔径为 0.33 mm,孔密度为 285 个/平方厘米。匀质袋采用周边密封，能让样品到达各处，液态物质间流出，固态物资将保存在滤网中

订货号	容量	尺寸(宽*长)	膜厚	包装(盒)	备注
B01239WA	52oz/1538ml	18.5*33cm	4.0 mil/0.102 mm	500	